



QUICK JET M

DAS ZAHNPOLITURSYSTEM FÜR DIE TURBINENKUPPLUNG



ERGONOMISCH & LEICHT

Das schlanke Design ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten und reduziert den Zeitaufwand für eine gründliche Behandlung.

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Entfernung von Zahnbelägen und Verfärbungen
- Oberflächenreinigung und Politur zur Zahnfarbbestimmung
- Reinigen von Grübchen und Fissuren vor der Versiegelung
- Reinigen der Oberflächen vor dem Einsetzen von Inlays und Veneers
- Reinigen der Oberflächen vor dem Legen von Kompositfüllungen
- Reinigung von Kronen und Brücken vor dem Einsetzen
- Reinigung von Brackets und Bändern im KFO-Bereich
- Reinigen der Zähne für die Zahnfarbbestimmung
- Reinigen der Zähne vor der Fluoridierung
- Reinigen der Zähne vor Bleaching

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Leichtgewichtiges, kompaktes Handstück (nur 130g)
- Das 360° Drehgelenk und die zierliche Spraydüse ermöglichen eine gründliche und punktgenaue Reinigung in allen Quadranten
- Langlebiger Spraykopf aus Edelstahl
- Einfache Bedienung und Wartung
- Schnelle Verbindung mit den wichtigsten Turbinenkupplungen
- Spraydüse und Komponenten autoclavierbar
- Zuverlässige Qualität zum fairen Preis



FÜR GESUNDE UND SCHÖNE ZÄHNE
SOLIDE UND ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT ZU EINEM FAIREN PREIS

IN 4 FARBEN ERHÄLTlich



ADAPTIONEN FÜR

KAVO - Multiflex®
Art.-Nr.
Quick Jet M-K

SIRONA - Quick®
Art.-Nr.
Quick Jet M-S


W&H Roto Quick®
Art.-Nr.
Quick Jet M-W

4-Loch Midwest®
Art.-Nr.
Quick Jet M-ST

Unifix®
Art.-Nr.
Quick Jet M-B

Unifix® Mach®
Art.-Nr.
Quick Jet M-N

ERSATZTEILE



Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Instrumentenkörper	Kein Ersatzteil	5	Mischdüse	MI3162221
2	Spraykopf	MI3162031	6	O-Ring für Spraykopfkupplung	MI5011112
3	Pulverbehälter	MI3162121	7	O-Ring (2 Stück) Luft-Pulver Output	MI5011662
4	Pulverkammerdichtung (blau)	MI5013034	8	Reinigungssonde	MI3170251

TECHNISCHE DATEN

Pulverbehälter: Sodumbicarbonat,
Subgingivales Pulver (max. Füllmenge 15g)

Druckluft: 2,5 bis 3,5 bar

Wasserdruck: 1,0 bis 2,0 bar

Länge: 200 mm (ohne Kupplung)

Bitte fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach weiteren Informationen oder interessanten Angeboten.

EMPFOHLENE PROPHYLAXE-PULVER:



White Flow 50 Päckchen à 17,5g
Art.-Nr. 130100

Ohne Abbildung:
Powder Max MINT 30 Päckchen à 40g
Art.-Nr. F95022

Powder Max CITRUS 30 Päckchen à 40g
Art.-Nr. F95017